

# **Legend<sup>®</sup> XL**



## HMV-Nr. 18.51.05.1007



Der Legend XL ist ein echter Bahnbrecher unter den Außenscootern. Beispiellose Leistung, eine Kombination von ganz neuen luxuriösen und komfortablen Eigenschaften, sowie ein aggressives Design, das sowohl robust als auch raffiniert ist, machen den Legend XL zu dem ultimativen Außenscooter.

***Unabhängigkeit  
zu einem Preis  
den Sie sich  
leisten können!***

*Legend XL  
abgebildet in rot*



Tel: +31 20 448 78 70  
Fax: +31 20 448 78 80  
[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)



**Pride**  
Mobility Products B.V.

## Spezifikationen

Höchstbelastung	181 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Bodenfreiheit	10 cm
Wendekreis	165 cm
Länge	132 cm
Breite	61 cm

## Räder

Vorne	10 cm x 33 cm Luftreifen
Hinten	10 cm x 33 cm Luftreifen
Antikipp	hinten
Standard Sitz	Luxussitz mit Kopflehne und manuelle Rückenverstellung

Federung	vorne und hinten
Ladegerät	extern, JM Clark 4 amp
Reichweite	bis zu 48 km
Batterien	(2) 12V deep-cycle
Batteriegröße	55 AH

## Gewicht

Batterien	15 kg pro Stück
Totalgewicht ohne Batterien	94 kg
Schwerste Teil wenn zerlegt	37 kg (Hinterteil)

## Standard Farben



Rot



Blau



## Standard Ausstattung

- 4 Rad Design und Voll-Federung für unglaubliche Fahreigenschaften im Außenbereich
- Dauerhafte hochschlagzähe Stoßstangen und Radverkleidungen sorgen für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Verkratzen, Splintern und Verbeulen
- Beleuchtungseinrichtungen an den Radverkleidungen
- Luxussitz mit vielen Verstellfunktionen
- Verstellbare Lenksäule für maximalen Komfort
- Starker Motor für außergewöhnliche Leistung
- Leicht erreichbarer Anschluss zum Aufladen der Batterien
- Rückspiegel (in der Standardausstattung enthalten)
- Beckengurt (in der Standardausstattung enthalten)

## Zubehör

- Einzel Stockhalterung
- Doppel Stockhalterung
- Hinterer Korb
- Walkerhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter

Die enthaltene Information ist korrekt zur Zeit der Herausgabe; auf Grund der Verpflichtung des Herstellers auf andauernde Besserung und Entwicklung, behalten wir das Recht um Spezifikationen zu ändern ohne vorherige Ankündigung. Höchstgeschwindigkeit und Reichweite sind abhängig von Gewicht des Benützers, Geländetyp, Batteriekondition und Reifendruck.