



Ranger



Der Pride Ranger bietet Ihnen optimale Kraft, hervorragende Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit. Der Ranger ist mit seine Doppelmotoren das äußerste Geländefahrzeug.

*Erstklassige
Leistung zu
einem günstigen
Preis*



Ranger PMV
abgebildet in rot
mit grauem
Kontursitz.

Tel: +31 20 448 78 70
Fax: +31 20 448 78 80
www.pridemobility.com



Pride
Mobility Products B.V.

Spezifikationen

Höchstbelastung	181 kg
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Bodenfreiheit	18 cm
Wendekreis	195.5 cm
Länge	161 cm
Breite	79 cm

Räder

Vorne	15 cm x 33 cm Luftreifen
Hinten	15 cm x 33 cm Luftreifen
Antikipp	nicht erhältlich
Standard Sitz	Luxussitz mit Kopflehne und manuelle Rückenverstellung

Elektronische

Sitzhöhenverstellung	Option: ja
Federung	hinten
Ladegerät	extern, 7 amp
Reichweite	40 km
Batterien	(2) 12V deep-cycle
Batteriegröße	70 AH (Gruppe 24)

Gewicht

Batterien	29 kg pro Stück
Totalgewicht ohne Batterien	98 kg
Schwerste Teil wenn zerlegt	nicht zerlegbar

Farben



Rot



Blau

Die enthaltene Information ist korrekt zur Zeit der Herausgabe; auf Grund der Verpflichtung des Herstellers auf andauernde Besserung und Entwicklung, behalten wir das Recht um Spezifikationen zu ändern ohne vorherige Ankündigung. Höchstgeschwindigkeit und Reichweite sind abhängig von Gewicht des Benützers, Geländetyp, Batteriekondition und Reifendruck.

Ausstattung

- 200 Amp Curtis microprozessor-basierten Controller für ein PMV was ein optimales Beschleunigungs- moment liefert und optimale Kraft
- Zwei robuste unabhängige inline Motoren liefern erstklassige Zugkraft
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 15 km/h
- Hochleistungsvolle Räder für jedes Geländetyp sorgen für eine hervorragende und stabile Leistung im Freien
- Verstellbaren Kontursitz

Zubehör

- Einzel Stockhalter
- Doppel Stockhalterung
- Hinterer Korb
- Walkerhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter



Ranger PMV abgebildet in rot mit grauem Kontursitz