



CELEBRITY® XL



Der neue Celebrity® XL kombiniert ein aggressives Outdoor Design mit luxuriöser Ausstattung. Dieser ausstattungsreiche Elektrorollstuhl mit der neuen, unabhängigen Steuerkonsolenverstellung, dem Deluxe Fahrersitz mit Kopfstütze und Rückenlehnenverstellung, dem voll ausrichtbaren Beleuchtungssystem und der mit einer Hand zu bedienende Einstellhebel für eine angenehme Lenkerwinkelverstellung hebt die Celebrity Produktlinie auf einen höheren Level der Vollendung. Diese Ausstattungsmerkmale machen ihn zu dem besten Outdoor Elektrorollstuhl in seiner Klasse.

***Anspruchsvoll in
Luxus,
Fahrleistung
und Gestaltung***



Tel: +31 20 448 78 70
Fax: +31 20 448 78 80
www.pridemobility.com



Pride
Mobility Products B.V.

Spezifikation

Höchstbelastung:	159 kg
Höchstgeschwindigkeit:	Bis zu 15 km/h
Bodenfreiheit:	11 cm
Wendekreis:	157 cm
Länge:	130 cm
Breite:	64 cm

Räder:

Vorne:	33 cm
Hinten:	33 cm
Antikipp:	Hinten

Standard Sitz:	Deluxe Sitz mit Kopfstütze und Rückenlehnenverstellung
----------------	--

Dämpfung:	Vorne und hinten
-----------	------------------

Ladegerät:	Extern, 5A
------------	------------

Reichweite pro Ladung:	bis zu 40 km
------------------------	--------------

Batterien:	(2) 40 AH Standard (2) 50 AH Optional
------------	--

Batteriegewicht:	(2) je 14 kg
------------------	--------------

Gesamtgewicht ohne

Batterien:	76,5 kg
------------	---------

Schwerstes Teil nach

Demontage:	35,38 kg (Vorderteil)
------------	-----------------------

Garantie:	2 Jahre begrenzt
-----------	------------------

Farben



Blau



Rot

„Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; PRIDE ist jedoch zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung, die Spezifikation zu ändern.“

„Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße.“

Ausstattung

- Stufenlos einstellbare Steuerkonsole
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 15 km/h
- Höchstbelastung von 159 kg
- Super-einfacher selbstschließender Verschlussmechanismus für schnelle Montage/Demontage
- Mit einer Hand bedienbarer Einstellhebel und selbstschließender Mechanismus für angenehme Lenkerwinkelverstellung
- Voll ausrichtbare Beleuchtung inklusive vorderer und hinterer Blinkleuchten/ Richtungsanzeiger
- Beinhaltet standardmäßig im Winkel verstellbare Doppel-Scheinwerfer für optimale Fahrwegausleuchtung
- Für optimale Stabilität ist das Sitzgestell auf dem vorderen Rahmen montiert
- Akzeptiert U-1, 40 Ah und 50 Ah Batterien für optimale Leistungen
- Überarbeiter vorderer Ablagekorb in Leichtbauweise als Standard
- Einfach zugänglicher Abschlepphaken (für den Transport des unbesetzten Elektrorollstuhls)
- Reflektoren mit hoher Sichtbarkeit
- Mikroprozessoren basierte Steuerung für optimales Leistungsmanagement
- Rückspiegel als Standard



Einfach demontiert in 7 Komponenten