



Freiheit und Unabhängigkeit

beim Spielen und Erleben fördern die soziale und intellektuelle Entwicklung und ermöglichen Eindrücke und Erlebnisse, wozu die Benutzer sonst keinen Zugang hätten

Libertà ed indipendenza

nel gioco e nel vivere un'esperienza promuovono lo sviluppo sociale ed intellettuale e permettono a chi ne fa uso impressioni d'esperienza altrimenti negate

Freedom and independence

while playing and making experiences promote the social and intellectual development and give you the chance of new impressions and experience



Wohlbefinden

in jeder Lebenslage - ein Recht das jeder hat

Sentirsi bene

in qualsiasi condizione - un diritto di ognuno

To feel at ease

in all situations - everyone's right

Mobilitätshilfe einsetzbar bei der Rehabilitation von neurologischen und orthopädischen Erkrankungen, aber auch zur Kontrakturprophylaxe und Kreislaufmobilisation, sowie allgemein für Erkrankungen mit Gleichgewichts- bzw. Balancestörungen

Strutture di supporto utilizzabili per la riabilitazione in seguito a malattie neurologiche ed ortopediche, ma anche nella profilassi delle contrazioni muscolari e per la riattivazione della circolazione, nonché in generale per malattie con disturbi di equilibrio risp. di instabilità

Support structures designed to be used for rehabilitation following neurological and orthopaedic illnesses and for the prophylaxis of muscular contractions and the stimulation of circulation, as well as for diseases of equilibrium and balance

movita junior



- Thoraxring in 4 Größen – Haltegriff
- Anello toracico con maniglia di sostegno in 4 dimensioni diverse
- Thoracic ring with support handle in 4 different sizes



- Leichtes Öffnen des Thoraxringes für den Einstieg (Transfer)
- Facile apertura dell'anello toracico per l'entrata (transfer)
- Easy-to-open thoracic support for user transfer



- Anpassung des Haltegriffes
- Adattamento della maniglia di sostegno
- Adjustable support handle



- Individuelle Einstellung der Sitzaufhängung
- Adattamento individuale del sedile
- Personalized seat adaptation



- Sitzverstellung – absenkbare Beckenstütze
- Regolazione del sedile – supporto bacino abbassabile
- Adjustable seat – adjustable pelvis support



- Großzügige Beinfreiheit
- Ampia libertà di movimento delle gambe
- Ample freedom of movement for legs



- Personenbezogene Einstellung der Höhe je nach Körpergröße
- Regolazione personalizzata dell'altezza in base alla corporatura
- Height adjustable to adapt to user



- Abweisrolle
- Rotella respingente
- Reject roll



- Sichere Hinterradbremse mit langem Bremshebel
- Sistema freni sicuro sulle ruote posteriori con lunga leva freni
- Safe brake system on rear wheels with long brake lever



- Extra Kippsicherung
- Massima sicurezza con sistema antiribaltamento
- Maximum anti-tipping safety system



- Verschiedene Federungen je nach Körpergewicht
- Vari tipi di molle in base alle diverse corporature
- Various types of springs according to users' physique



- Seitenschutz
- Protezione laterale
- Lateral protection



- Rad 360° drehbar mit Richtungsfeststellung
- Ruote orientabili a 360° con bloccaggio della direzione
- 360° caster wheels with direction lock



- Fußablage
- Supporto per piedi
- Footrest



- Fußtrennung nach hinten oder nach vorne ausgerichtet
- Separatore piedi posteriore o anteriore
- Front or rear foot divider

movita junior



- Sitzabsenkung zum einfachen Einstieg (Transfer)
- Abbassamento del sedile per l'entrata (transfer)
- Seat lowering for user transfer



- Hubhebarm nach unten drücken
- Spingere la leva verso il basso
- Push the lever downwards



- Einfache Verriegelung durch Sicherheitsbolzen
- Chiusura semplice tramite perni di sicurezza
- Simple lock with safety bolts

movita junior

news

movita adult medium large



Steh- und Gehhilfe movita ohne Sitz und Beckenstütze, für autonomes Fortbewegen und Therapien.

Stabilizzatore e deambulatore movita senza sedile e sostegno bacino per allenare e deambulare con più autonomia.

Standing and walking support movita without seat and pelvis sustain, for moving and exercising with more autonomy.



Steh- und Gehhilfe movita mit Spezialsitz in länglicher und schmaler Form

Stabilizzatore e deambulatore movita con sedile speciale a forma lunga e stretta

Standing and walking support movita with special seat - smaller and longer sharper



Steh- und Gehhilfe movita mit Sitzhose, die den Benutzer bei eventuellem Absacken unterstützt. Die Sitzhose ist höhenverstellbar und leicht abzunehmen für eventuelles Waschen.

Stabilizzatore e deambulatore movita con imbragatura a braghetta che sostiene l'utilizzatore in caso di cedimento. La braghetta é regolabile in altezza facilmente asportabile per il lavaggio.

Standing and walking support movita with panty. It holds and sustains the user in case of sag. The panty is adjustable in height and easily removable for washing.



news movita junior movita adult



Steh- und Gehhilfe movita ohne Sitz und Beckenstütze

Stabilizzatore e deambulatore movita senza sedile e sostegno bacino

Standing and walking support movita without seat and pelvis sustain



Steh- und Gehhilfe movita mit Sitzhose

Stabilizzatore e deambulatore movita con imbragatura a braghetta

Standing and walking support movita with panty



Steh- und Gehhilfe movita mit Spezialsitz

Stabilizzatore e deambulatore movita con sedile speciale

Standing and walking support movita with special seat

www.movita.it

movita by elmi



Konzept: www.karodruck.it - Foto: www.mobilito.it

	Junior
Länge Lunghezza Length	87 cm
Breite Larghezza Width	69 cm
Sitzhöhe Altezza seduta Seat height	46 - 67 cm
Höhe des Thoraxringes (seitlich) Altezza dell'anello toracico (laterale) Thoracic support height (side)	76 - 97 cm
Thoraxring Umfang Anello toracico, perimetro Thoracic support, perimeter	70/90/105

	Junior
Reifengröße vorne Dimensioni ruote anteriori Wheel dimensions front	140 x 30 mm
Reifengröße hinten Dimensioni ruote posteriori Wheel dimensions rear	400 x 40 mm
Gewicht Peso Weight	29 kg
Belastbarkeit je nach Feder Carico in base alle molle Load in relation to shock absorbers	a) min. 20 kg b) min. 40 kg c) min. 70 kg d) min. 100kg

movita junior

Fahrgestell Struttura Structure	Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet telaio tubolare in acciaio, verniciato a polvere epossidiche stainless steel tubular frame, powder coated
Räder Ruote Wheels	Vollgummi für Innen- und Außenbereich in gomma piena adatte ad ambienti interni ed esterni full rubber, suitable for indoor and outdoor use
Thoraxring und Haltegriff Anello toracico e maniglia di sostegno Thoracic support and handle	weicher hautfreundlicher Gummiüberzug rivestiti in gomma, morbida ed anallergica covered in soft and anallergic rubber
Sattel Sedile Seat	anatomisch geformter Sitz anatomico anatomic

movita child

movita adult



Elmi GmbH garantiert

außergewöhnliche Qualität
Benutzerfreundlichkeit
innovatives Design
höchste Mobilität
kompromisslose Sicherheit
geprüftes CE-Kennzeichen



TÜV - geprüft

Filosofia aziendale
Elmi srl

qualità eccezionale
semplicità nell'utilizzo
design innovativo
massima mobilità
sicurezza assoluta
marchio testato CE



TÜV

Company philosophy
Elmi Srl

exceptional quality
simple to use
innovative design
maximum mobility
absolute safety
CE tested brand




TÜV

movita by elmi

Elmi GmbH

Handwerkerzone 25
39052 Kaltern · Südtirol · Italy
Tel. +39 0471 961002
Fax +39 0471 962374
elmisrl@tin.it · www.movita.it
www.elmi-reha.com



and now, **let's go**



movita by elmi